


Anticorpo Policlonale Coniglio Monometil-Istone H3-R8 (Q16695/P68431) Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa

Numero articolo: CM0000404



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio MonoMetil-Istone H3-R8 di alta qualità adatto per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Riconosce l'istone H3.1t e H3.1 umano, di topo e ratto monometilato all'arginina 8, ~15 kDa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	MonoMetil-Istone H3-R8 Rabbit pAb
Annotazioni/Alternativi	H3t; H3.4; H3/g; H3FT; H3C16; HIST3H3; MonoMethyl-Histone H3-R8
Specie	Umana
GeneID (Umano)	H3
GeneID	8290/8350
Immunogeno	Un peptide sintetico monometilato nella regione R8 dell'istone H3 umano (NP_003520.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi metilati
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività incrociata	Umana, Topo, Ratto, Altre (previsione ampia gamma)
SWISS	Q16695/P68431
Peso proteico	15 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio