


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Monometil-Istone H4-K20 (P62805) Per Ricerca Epigenetica, Wb/Elisa

Numero articolo: CM0000274



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto alla Lisina 20 monometilata dell'istone H4 (P62805). Adatto per WB e ELISA con ampia cross-reattività tra specie. Ideale per studiare le dinamiche delle modificazioni istoniche nella regolazione epigenetica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	MonoMetil-Istone H4-K20 Rabbit pAb
Note/Alias	H4; H4/n; H4C1; H4C2; H4C3; H4C4; H4C5; H4C6; H4C8; H4C9; H4F2; H4FN; FO108; H4-16; H4C11; H4C12; H4C13; H4C15; H4C16; HIST2H4; HIST2H4A; MonoMethyl-Histone H4-K20
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	H4
GeneID	8359
Immunogeno	Peptide sintetico - Un peptide sintetico monometilato corrispondente alla regione K20 dell'istone H4 umano (NP_003539.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi metilati
Applicazione	WB, ELISA
Cross-reattività	Uomo, Topo, Ratto, Altre (ampia gamma prevista)
SWISS	P62805
Peso proteico	11kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio