


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Monomethyl-Histone H4-K20 (P62805) Per Wb, Db, Ihc-P, Elisa

Numero articolo: CM0000300



introduzione

Anticorpo monoclonale ricombinante di coniglio contro la lisina 20 monometilata dell'istone H4 umano (SWISS: P62805). Validato per WB, DB, IHC-P, ELISA; reagisce in modo incrociato con uomo, topo, ratto e altre specie. Per la ricerca IVD.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	Anticorpo monoclonale di coniglio MonoMethyl-Histone H4-K20
Note/Alias	H4; H4/n; H4C1; H4C2; H4C3; H4C4; H4C5; H4C6; H4C8; H4C9; H4F2; H4FN; FO108; H4-16; H4C11; H4C12; H4C13; H4C15; H4C16; HIST2H4; HIST2H4A; MonoMethyl-Histone H4-K20
Specie	Umano
GeneID (umano)	8359/8370
GeneID	8359
Immunogeno	Peptide Sintetico Un peptide sintetico monometilato intorno a K20 dell'istone H4 umano (NP_003539.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Metilati
Applicazione	WB, DB, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto, Altro (Ampio Raggio Previsto)
SWISS	P62805
Peso Proteico	11kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio