


Monomethyl-Histone H4-K20 Anticorpo Policlonale Di Coniglio (P62805) - Anticorpo Per Ricerca Epigenetica Per Wb, Ihc, If/Icc, Elisa

Numero articolo: CM0000356



introduzione

MonoMethyl-Histone H4-K20 Anticorpo Policlonale di Coniglio rileva la lisina 20 monometilata sull'istone H4 (P62805). Anticorpo policlonale di coniglio, validato per WB, DB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reagisce in modo incrociato con umano, topo, ratto e si predice un'ampia reattività. Ideale per studi di biologia della cromatina ed epigenetica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	MonoMethyl-Histone H4-K20 Anticorpo Policlonale di Coniglio
Note/Alias	H4; H4/n; H4C1; H4C2; H4C3; H4C4; H4C5; H4C6; H4C8; H4C9; H4F2; H4FN; FO108; H4-16; H4C11; H4C12; H4C13; H4C15; H4C16; HIST2H4; HIST2H4A; MonoMethyl-Histone H4-K20
Specie	Umano
GeneID (umano)	H4
GeneID	8359
Immunogeno	Un peptide sintetico monometilato intorno a K20 dell'Istione H4 umano (NP_003529.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Metilati
Applicazione	WB, DB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto, Altro (Ampia Gamma Predetta)
SWISS	P62805
Peso Proteico	11kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio