

Pab Coniglio Monomethyl-Histone H4-K5 (P62805) Per If/Icc E Elisa

Numero articolo: CM0000285



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio diretto contro l'istone H4 monometilato sulla lisina 5 (P62805). Validato per IF/ICC e ELISA, con ampia reattività interspecie. Ideale per la ricerca epigenetica e lo sviluppo di IVD.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	pAb coniglio MonoMethyl-Histone H4-K5
Note/Alias	H4; H4/n; H4C1; H4C2; H4C3; H4C4; H4C5; H4C6; H4C8; H4C9; H4F2; H4FN; F0108; H4-16; H4C11; H4C12; H4C13; H4C15; H4C16; HIST2H4; HIST2H4A; MonoMethyl-Histone H4-K5
Specie	Uomo
GeneID (umano)	H4
GeneID	8359
Immunogeno	Peptide sintetico, un peptide monometilato sintetico intorno alla K5 dell'istone H4 umano (NP_003529.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi metilati
Applicazione	IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto, Altre (prevista su ampio spettro)
SWISS	P62805
Peso proteico	11kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio