


Monomethyl-Histone H4-R3 Rabbit Pab (P62805) | Anticorpo Pronto Per If/Icc, Elisa

Numero articolo: CM0000311



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro l'arginina 3 monometilata dell'istone H4 umana (SWISS P62805). Adatto per IF/ICC ed ELISA; cross-reagisce con umano, topo, ratto e altre specie. Ideale per la ricerca epigenetica e sulla cromatina.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	MonoMethyl-Histone H4-R3 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	H4C2; H4C3; H4C4; H4C5; H4C6; H4C8; H4C9; H4FA; H4-16; H4C11; H4C12; H4C13; H4C14; H4C15; H4C16; HIST1H4A; MonoMethyl-Histone H4-R3
Specie	Umano
GeneID (umano)	H4
GeneID	8359
Immunogeno	Un peptide sintetico monometilato attorno a R3 dell'istone H4 umana (NP_003529.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi metilati
Applicazione	IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto, Altro (Ampio spettro previsto)
SWISS	P62805
Peso proteico	11kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio