


Anticorpo Policlonale Coniglio Contro Monometil-Istone H4-R3 | P62805 | Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa

Numero articolo: CM0000403



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio ad alta specificità che rileva l'arginina 3 monometilata dell'istone H4 umano (SWISS P62805). Validato per Western blot, immunohistochimica, IF/ICC e ELISA; presenta reattività crociata con uomo, topo, ratto e si prevede una reattività verso un'ampia gamma di specie. Supporta la ricerca epigenetica e lo sviluppo di test IVD.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	MonoMethyl-Histone H4-R3 Rabbit pAb
Annotazioni / Alias	H4/I; H4C1; H4C3; H4C4; H4C5; H4C6; H4C8; H4C9; H4FI; H4-16; H4C11; H4C12; H4C13; H4C14; H4C15; H4C16; HIST1H4B; MonoMethyl-Histone H4-R3
Specie	Uomo
GeneID (umano)	H4
GeneID	8359
Immunogeno	Peptide sintetico Peptide sintetico monometilato corrispondente alla regione R3 dell'istone H4 umano (NP_003529.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi metilati
Applicazioni	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto, Altre specie (prevista ampia gamma)
SWISS	P62805
Peso proteico	11kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio