

Anticorpo Policlonale Coniglio Monomethyl-Nono/P54Nrb (R357/R365) (Q15233) Per Wb, If/Icc, Elisa

Numero articolo: CM0000368



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio contro R357/R365 monometilata di NONO/p54nrb umano (UniProt Q15233). Validato per WB, IF/ICC, ELISA, con reattività crociata verso umano e ratto. Ideale per studiare i ruoli di NONO nello splicing, nei paraspeckles, nella riparazione del DNA e nell'immunità innata.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	MonoMethyl-NONO/p54nrb-R357/R365 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	P54; NMT55; NRB54; MRXS34; P54NRB; PPP1R114; MonoMethyl-NONO/p54nrb-R357/R365
Specie	Umano
GeneID (umano)	4841
GeneID	4841
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico monometilato attorno a R357 & R365 di NONO/p54nrb umano (Q15233).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi metilati
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Ratto
SWISS	Q15233
Peso proteico	54kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio