

Monomethyl-Uhrf1-K385 Anticorpo Policlonale Di Coniglio Pab (Q96T88) - Anticorpo Per Epigenetica Per Wb, Db, Elisa

Numero articolo: CM0000232



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio specifico per UHRF1 monometilato in K385 (Q96T88). Validato per Western blot, dot blot ed ELISA in campioni umani, di topo e di ratto. Ideale per studi di metilazione del DNA e della cromatina.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifica
Nome Prodotto	MonoMethyl-UHRF1-K385 Anticorpo Policlonale di Coniglio pAb
Note/Alias	Np95; hNP95; ICBP90; RNF106; TDRD22; hUHRF1; huNp95; MonoMethyl-UHRF1-K385
Specie	Umano
GeneID (umano)	29128
GeneID	29128
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico monometilato intorno a K385 di UHRF1 umano (NP_001041666.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Metilati
Applicazione	WB, DB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q96T88
Peso Proteico	90kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio