

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Monomethyl-Yap1-K342 (P46937) Per Wb Ed Elisa

Numero articolo: CM0000259



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità specifico per il riconoscimento di YAP1 monometilato in lisina 342. Ideale per applicazioni di WB ed ELISA su campioni umani, di topo e di ratto. Approfondimenti sulla segnalazione Hippo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Descrizione
Nome Prodotto	Anticorpo Policlonale di Coniglio MonoMethyl-YAP1-K342
Note/Alias	YAP; YKI; COB1; YAP2; YAP-1; YAP65; MonoMethyl-YAP1-K342
Specie	Umano
GeneID (umano)	10413
GeneID	10413
Immunogeno	Un peptide sintetico monometilato intorno a K342 di YAP1 umano (NP_001123617.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Metilati
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P46937
Peso Proteico	54kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio