

Anticorpo Monoclonale Di Topo Anti-Cd11B Umano Per Citometria A Flusso - P11215

Numero articolo: CM0012060



introduzione

Anticorpo monoclonale di topo anti-CD11b umano coniugato con , validato per la citometria a flusso. Targetizza l'integrina alfa-M (ITGAM), un recettore di adesione leucocitaria coinvolto nell'immunità innata. Adatto per campioni umani.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di topo anti-CD11b umano
Note/Alias	CR3A; MO1A; CD11B; MAC-1; MAC1A; SLEB6
Specie	Umano
GeneID	3684
Immunogeno	Peptide sintetico derivato dal CD11b umano
Origine	Topo
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Umano
SWISS	P11215
Peso della proteina	127 kDa
Spedizione	Sacchetto refrigerante