

Anticorpo Monoclonale Di Topo Anti-Cd11B Umano Per Citometria A Flusso - P11215

Numero articolo: CM0011932



introduzione

Anticorpo monoclonale di topo coniugato con che riconosce il CD11b umano (integrina alfa-M). Adatto per applicazioni di citometria a flusso, reagisce in modo crociato con l'umano. Ideale per la ricerca in immunologia sull'adesione e la fagocitosi di monociti/macrofagi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo monoclonale di topo anti-CD11b umano
Note/Alias	CR3A; MO1A; CD11B; MAC-1; MAC1A; SLEB6
Specie	Umano
ID Gene	3684
Immunogeno	Peptide sintetico derivato dal CD11b umano
Sorgente	Topo
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Crociata	Umano
SWISS	P11215
Peso Proteico	127kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio