

Anticorpo Monoclonale Mouse Anti-Human Cd11C Per Fc - P20702

Numero articolo: CM0011473



introduzione

Anticorpo monoclonale di topo diretto contro CD11c umano (integrina alfa-X), coniugato con . Validato per citometria a flusso (FC), ideale per studiare l'adesione e le risposte infiammatorie di monociti e granulociti.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifica
Nome del Prodotto	Anticorpo monoclonale di topo anti-CD11c umano
Note/Alias	CD11C; SLEB6
Specie	Umano
GeneID	3687
Immunogeno	Proteina ricombinante di CD11c umano.
Sorgente	Topo
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	P20702
Peso Proteico	128kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio