

Anticorpo Monoclonale Di Topo Anti-Cd15/Ssea-1 Umano Per Citometria A Flusso - P22083

Numero articolo: CM0009843

introduzione

Anticorpo monoclonale di topo coniugato che riconosce il CD15/SSEA-1 umano per citometria a flusso. Riconosce l'epitopo glicanico Lewis X sulle glicoproteine; utile per studiare l'espressione di marcatori di superficie delle cellule staminali e mieloidi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo monoclonale di topo anti-CD15/SSEA-1 umano
Note/Alias	LeX; CD15; ELFT; FCT3A; FUTIV; SSEA-1; FUC-TIV
Specie	Umano
GeneID (Umano)	2526
GeneID	2526
Immunogeno	Un peptide sintetizzato derivato dal CD15/SSEA-1 umano.
Origine	Topo
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	CF
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	P22083
Peso Proteico	59 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio