

Anticorpo Monoclonale Topo Anti-Umano Cd15/Ssea-1 Per Citometria A Flusso - P22083

Numero articolo: CM0009496

introduzione

Anticorpo monoclonale topo coniugato mirato al CD15/SSEA-1 umano (FUT4) per l'analisi citometrica a flusso. Validato per campioni umani, riconosce l'antigene Lewis X, chiave nella biologia dei leucociti e nella ricerca sulle cellule staminali.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	topo anti-umano CD15/SSEA-1 mAb
Osservazioni/Alias	LeX; CD15; ELFT; FCT3A; FUTIV; SSEA-1; FUC-TIV
Specie	Umano
Gene ID	2526
Immunogeno	Un peptide sintetizzato derivato da CD15/SSEA-1 umano
Sorgente	Topo
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Umano
SWISS	P22083
Peso proteico	59kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio