


Anticorpo Monoclonale Di Topo Anti-Cd1A Umano Per Citometria A Flusso - P06126

Numero articolo: CM0010103



introduzione

Anticorpo monoclonale di topo coniugato che bersaglia il CD1a umano, validato per citometria a flusso. Adatto per la rilevazione di CD1a su timociti, cellule di Langerhans e cellule dendritiche nella ricerca immunologica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	mAB anti-CD1a Umano di Topo
Annotazioni/Alias	R4; T6; CD1; FCB6; HTA1
Specie	Umana
GeneID (Uomo)	909
GeneID	909
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetizzato derivato dal CD1a umano.
Origine	Topo
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Crociata	Umana
SWISS	P06126
Peso Proteico	37kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio