

Anticorpo Monoclonale Topo Anti-Cd3 Umano Per Fc E Stimolazione In Vitro Delle Cellule T - P07766

Numero articolo: CM0009312



introduzione

Anticorpo monoclonale di topo che targeting la catena epsilon del CD3 umano. Validato per la citometria a flusso e la stimolazione/attivazione in vitro delle cellule T. Reagisce con il CD3 umano. Adatto per la ricerca immunologica e sulle cellule T.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Topo anti-CD3 umano mAb
Osservazioni/Alias	T3E; TCRE; IMD18; CD3epsilon; Antigene CD3E
Specie	Umano
GeneID (Umano)	916
GeneID	916
Immunogeno	Proteina ricombinante
Sorgente	Topo
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC, stimolazione/attivazione in vitro delle cellule T
Reattività crociata	Umano
SWISS	P07766
Peso proteico	23kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio