

Anticorpo Monoclonale Mouse Anti-Umano Cd3 Per Citometria A Flusso - P07766

Numero articolo: CM0010517



introduzione

Anticorpo monoclonale Mouse anti-Umano CD3 per citometria a flusso, che mira alla catena epsilon di CD3 (P07766). Fornisce un rilevamento affidabile dei linfociti T in contesti diagnostici e di ricerca.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	mAb Mouse anti-Umano CD3
Osservazioni/Alias	T3E; TCRE; IMD18; CD3epsilon
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	916
Immunogeno	Proteina ricombinante di CD3 umano
Sorgente	Topo
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	P07766
Peso Proteico	23kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio