

Anticorpo Monoclonale Mouse Anti-Human Cd56 (Ncam1) Per Citometria A Flusso - P13591

Numero articolo: CM0011020



introduzione

Anticorpo monoclonale di topo contro CD56 umano (NCAM1), validato per la citometria a flusso. Ideale per immunofenotipizzazione, ricerca sulle cellule staminali e applicazioni neuroscientifiche. Rileva la molecola di adesione cellulare coinvolta nello sviluppo neurale e nell'ingresso virale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Mouse anti-Human CD56 mAb
Note/Alias	CD56; NCAM; MSK39
Specie	Umano
GeneID (Umano)	4684
GeneID	4684
Immunogeno	Proteina ricombinante di CD56 umano
Sorgente	Mouse
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	Citometria a flusso (FC)
Reattività crociata	Umano
SWISS	P13591
Peso proteico	40kDa/73kDa/80kDa/83kDa/93kDa/95kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio