

Anticorpo Monoclonale Di Topo Contro Cd90.1 Di Topo/Ratto Per Fc - P01831

Numero articolo: CM0008298

introduzione

Anticorpo monoclonale di topo coniugato contro CD90.1 (Thy-1) di topo/ratto per citometria a flusso. Rileva la glicoproteina di membrana ancorata al GPI coinvolta nella sinaptogenesi e nelle interazioni cellula-cellula. Adatto per la ricerca neurologica e immunologica su topo e ratto.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	mAb di topo contro CD90.1 di topo/ratto
Note/Alias	T25; CD90; Thy-1; Thy1.1; Thy1.2; Thy-1.2
Specie	Topo
GeneID (Uomo)	7070
GeneID	21838
Immunogeno	Proteina ricombinante di CD90.1 di topo/ratto
Provenienza	Topo
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Topo, Ratto
SWISS	P01831
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio