


Mouse Anti-Rabbit IgG (Fc) Mab Per Citometria A Flusso - P01870

Numero articolo: CM0005162



introduzione

Anticorpo monoclonale di topo coniugato con mirante alla regione Fc dell'IgG di coniglio (P01870). Validato per il rilevamento mediante citometria a flusso dell'IgG di coniglio in applicazioni di ricerca e diagnostiche. Specifico per la regione costante dell'IgG di coniglio.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Mouse anti-Rabbit IgG (Fc) mAb
Reattività Specie	Coniglio
Gene ID (Umano)	3500
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 96-323 dell'IgG di coniglio (Fc) (P01870)
Sorgente	Topo
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Incrociata	Coniglio
SWISS	P01870
Peso Proteico	35kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio