


Anticorpo Monoclonale Mouse Anti-Igg Di Coniglio (Fc) Per Fc - P01870

Numero articolo: CM0012485



introduzione

Anticorpo monoclonale di mouse coniugato con specifico per la regione Fc delle IgG di coniglio (UniProt: P01870), validato specificamente per la rilevazione di IgG di coniglio tramite citometria a flusso in diverse applicazioni di ricerca e diagnostiche.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Mouse anti-Rabbit IgG (Fc) mAb
Specie	Coniglio
GeneID (Umano)	3500
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 96-323 della IgG di coniglio (Fc) (P01870)
Origine	Mouse
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Coniglio
SWISS	P01870
Peso molecolare proteico	35kDa
Spedizione	Busta ghiacciata