


Anticorpo Monoclonale Topo Anti-Coniglio IgG (Fc) Per Fc - P01870

Numero articolo: CM0004912



introduzione

Anticorpo monoclonale di topo coniugato con di alta qualità mirante alla regione Fc delle IgG di coniglio (SWISS P01870), validato per la citometria a flusso. Ideale per saggi immunoassay e lo sviluppo di diagnostici.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	mAb topo anti-coniglio IgG (Fc)
Specie	Coniglio
GeneID (umano)	3500
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 96-323 delle IgG di coniglio (Fc) (P01870)
Fonte	Topo
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Coniglio
SWISS	P01870
Peso proteico	35kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio