


Anticorpo Monoclonale Di Topo Anti-Igg Di Coniglio (Fc) Per Citometria A Flusso - P01870

Numero articolo: CM0010034



introduzione

Anticorpo monoclonale di topo coniugato con che mira alla regione Fc dell'IgG di coniglio (UniProt P01870). Ideale per la citometria a flusso, garantisce una rilevazione specifica con immunogeno validato da proteina ricombinante. Alta qualità per lo sviluppo di saggi immunoenzimatici.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	Anticorpo monoclonale di topo anti-IgG di coniglio (Fc)
Specie	Coniglio
GeneID (Umano)	3500
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 96-323 dell'IgG (Fc) di coniglio (P01870)
Sorgente	Topo
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Incrociata	Coniglio
SWISS	P01870
Peso Proteico	35kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio