


Mouse Anti-Rabbit IgG (Fc) Monoclonal Antibody For Flow Cytometry - P01870

Numero articolo: CM0006837



introduzione

Anticorpo monoclonale di topo coniugato ad alta specificità che targeting la regione Fc dell'IgG di coniglio (P01870). Validato per la citometria a flusso; ideale per il rilevamento di immunoglobuline di coniglio in saggi immunoassay e applicazioni basate su immunofluorescenza.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Mouse anti-Rabbit IgG (Fc) mAb
Specie	Coniglio
Gene ID (Umano)	3500
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 96-323 dell'IgG di coniglio (Fc) (P01870)
Fonte	Topo
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Incrociata	Coniglio
SWISS	P01870
Peso Proteico	35kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio