

Mouse Anti-Rabbit IgM (Fc) Monoclonal Antibody For Fc - P03988

Numero articolo: CM0010952

introduzione

Anticorpo monoclonale di topo contro la regione Fc dell'IgM di coniglio, coniugato con per la citometria a flusso. Mira alla regione costante della catena pesante mu dell'immunoglobulina di coniglio (P03988). Reagisce specificamente con il coniglio.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Mouse Anti-Rabbit IgM (Fc) mAb
Specie	Coniglio
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 107-458 dell'IgM di coniglio (Fc) (P03988)
Fonte	Topo
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Incrociata	Coniglio
SWISS	P03988
Peso Proteico	52kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio