

Mouse Anti-Rabbit IgM (Fc) Monoclonal Antibody Per Citometria A Flusso - P03988

Numero articolo: CM0006983

introduzione

Anticorpo monoclonale di topo (coniugato) specifico per la regione Fc dell'IgM di coniglio. Immunogeno ricombinante (aa 107-458, P03988). Validato per la citometria a flusso. Ideale per lo sviluppo di saggi diagnostici e per la ricerca.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Mouse Anti-Rabbit IgM (Fc) mAb
Specie	Coniglio
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 107-458 dell'IgM di coniglio (Fc) (P03988)
Fonte	Topo
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Incrociata	Coniglio
SWISS	P03988
Peso Proteico	52kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio