

Anticorpo Monoclonale Topo Anti-Igm Di Coniglio (Fc) Per Citometria A Flusso - P03988

Numero articolo: CM0004833

introduzione

Anticorpo monoclonale di topo coniugato specifico per la regione Fc dell'IgM di coniglio (P03988). Adatto per citometria a flusso, senza reattività crociata con altre specie. Ideale per la rilevazione di immunoglobuline di coniglio in saggi di ricerca e diagnostici.

[Ulteriori informazioni](#)

Attributo	Valore
Nome prodotto	mAb Topo Anti-IgM di Coniglio (Fc)
Specie	Coniglio
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 107-458 dell'IgM (Fc) di coniglio (P03988)
Origine	Topo
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Coniglio
SWISS	P03988
Peso proteico	52kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio