

Pannello Cellule B Di Topo - Rk40010

Numero articolo: CM0008582

introduzione

Pannello Cellule B di Topo, una collezione di anticorpi monoclonali per l'analisi in citometria a flusso (FC) delle cellule B di topo. Validato per campioni di topo, adatto per l'immunofenotipizzazione e la ricerca. Provvisto da CamelBio.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Pannello Cellule B di Topo
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Crociata	Topo
Spedizione	Borsa del ghiaccio