

## Controllo Isotipo IgG 1 Di Topo - Controllo Isotipo Per Citometria A Flusso

Numero articolo: CM0009180

### introduzione

Il controllo isotipo IgG 1 di topo , ottenuto da topo, è un anticorpo monoclonale progettato per la citometria a flusso (FC) come controllo negativo per valutare il legame non specifico nelle applicazioni di ricerca.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro     | Specifica                       |
|---------------|---------------------------------|
| Nome prodotto | Controllo isotipo IgG 1 di topo |
| Origine       | Topo                            |
| Categoria     | Anticorpi monoclonali           |
| Applicazione  | FC                              |
| Spedizione    | Sacco di ghiaccio               |