

Controllo Isotipico Igg 1 Murina - Controllo Isotipico

Numero articolo: CM0009395

introduzione

Anticorpo monoclonale di controllo isotipico IgG1 murina per citometria a flusso. Di origine murina, progettato per misurare il legame non specifico nei saggi FC, garantendo una definizione accurata dei gate e una corretta valutazione del background.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Controllo isotipico IgG 1 murina
Immunogeno	Proteina ricombinante
Origine	Murina
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Spedizione	Borsa refrigerante