

Controllo Isotipico Igg 1 Di Mouse - Controllo Isotipico

Numero articolo: CM0009303

introduzione

Il controllo isotipico Mouse IgG 1 è un anticorpo monoclonale coniugato ad per l'uso come controllo negativo negli esperimenti di citometria a flusso. Derivato dal topo, garantisce una valutazione accurata del gating e dello sfondo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Controllo isotipico Mouse IgG 1
Immunogeno	Proteina ricombinante
Fonte	Mouse
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Spedizione	Borsa del ghiaccio