

Controllo Isotipico Mouse Igg 1

Numero articolo: CM0005413

introduzione

Controllo isotipico Mouse IgG 1, un anticorpo monoclonale per citometria a flusso (FC). Ideale per stabilire la colorazione di fondo nei saggi FC, proveniente da topo con immunogeno ricombinante. Spedito in borsa del ghiaccio.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Controllo isotipico Mouse IgG 1
Immunogeno	Proteina ricombinante
Fonte	Topo
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Spedizione	Borsa del ghiaccio