

Controllo Isotipico Igg 2A Di Topo -

Numero articolo: CM0011618

introduzione

Controllo isotipico IgG 2a di topo per applicazioni di citometria a flusso (FC). Immunogeno costituito da proteina ricombinante, anticorpo monoclonale di topo. Ideale per valutare la colorazione di fondo e il legame aspecifico negli studi di immunofluorescenza.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Controllo isotipico IgG 2a di topo
Immunogeno	Proteina ricombinante
Origine	Topo
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Spedizione	Ghiaccio