

Controllo Isotipico Mouse Igg 2A

Numero articolo: CM0012522

introduzione

Il controllo isotipico Mouse IgG 2a è un anticorpo monoclonale derivato dal topo, progettato per l'uso come controllo isotipico in citometria a flusso (FC). Aiuta a distinguere il legame specifico da quello non specifico, garantendo risultati sperimentali accurati. Spedito in borse con ghiaccio.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifiche
Nome del prodotto	Controllo isotipico Mouse IgG 2a
Immunogeno	Proteina ricombinante
Fonte	Topo
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Spedizione	Borsa ghiaccio