

Controllo Isotipico Mouse Igg 2A - Controllo Isotipico

Numero articolo: CM0010304

introduzione

Il controllo isotipico Mouse IgG 2a è un anticorpo monoclonale di topo, progettato come controllo negativo per la citometria a flusso (FC). Aiuta a garantire un gating accurato ed eliminare la colorazione di fondo negli saggi di ricerca.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Controllo isotipico Mouse IgG 2a
Immunogeno	Proteina ricombinante
Fonte	Topo
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Spedizione	Borsa del ghiaccio