

Controllo Isotipico Igg 2A Di Topo

Numero articolo: CM0009392

introduzione

Il controllo isotipico IgG 2a di topo è un coniugato di anticorpi monoclonali progettato per applicazioni di citometria a flusso (FC). Serve come controllo negativo per valutare il legame aspecifico e la colorazione di fondo nei saggi basati su IgG 2a di topo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Controllo isotipico IgG 2a di topo
Immunogeno	Proteina ricombinante
Origine	Topo
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Spedizione	Borsa refrigerante