

## Anticorpo Di Controllo Isotipico Mouse Igg 2B - A25491

Numero articolo: CM0008090

### introduzione

Controllo isotipico IgG2b monoclonale di topo per citometria a flusso. Validato per campioni murini, questo anticorpo valuta il legame non specifico nei test immunoenzimatici e nella ricerca diagnostica.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro           | Valore                           |
|---------------------|----------------------------------|
| Nome prodotto       | Controllo isotipico Mouse IgG 2b |
| Immunogeno          | Proteina ricombinante            |
| Provenienza         | Topo                             |
| Categoria           | Anticorpi monoclonali            |
| Applicazione        | FC                               |
| Reattività crociata | Topo                             |
| Spedizione          | Sacchetto di ghiaccio            |