

Controllo Isotipico Mouse Igg 2C - A26280

Numero articolo: CM0005551

introduzione

Controllo isotipico monoclonale IgG2c di topo coniugato con per citometria a flusso (FC). Utilizzato per valutare il legame aspecifico e il fondo. Immunogeno proteina ricombinante, origine murina. Spedizione su ghiaccio. Convalidare nel proprio sistema.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Controllo isotipico Mouse IgG 2c
Immunogeno	Proteina ricombinante
Origine	Topo
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Spedizione	Borsa del ghiaccio