

## Controllo Isotopico Mouse Igg1

Numero articolo: CM0011627

### introduzione

Anticorpo monoclonale di controllo isotopico Mouse IgG1 coniugato con per applicazioni di citometria a flusso (FC). Prodotto nel topo, immunogene proteina ricombinante. Ideale per stabilire i livelli di colorazione di fondo nella ricerca IVD e nello sviluppo di saggi.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro         | Valore                          |
|-------------------|---------------------------------|
| Nome del prodotto | Controllo isotopico Mouse IgG 1 |
| Immunogene        | Proteina ricombinante           |
| Fonte             | Topo                            |
| Categoria         | Anticorpi monoclonali           |
| Applicazione      | FC                              |
| Spedizione        | Borsa del ghiaccio              |