

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Lins1 Di Topo Per Wb Ed Elisa - Lins1

Numero articolo: CM0016913

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro LINS1 di topo, validato per Western blot ed ELISA. Rileva LINS1 endogeno in campioni di topo e ratto; predice bande a 55 kDa e 85 kDa. Adatto per la ricerca neurologica e dello sviluppo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	LINS1 Rabbit pAb
Note/Alias	Lins; Lins2; Wins2; 2700083B01Rik; LINS1
Specie	Topo
ID Gene (Umano)	55180
ID Gene	72635
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-100 di LINS1 di topo (NP_690028.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Topo, Ratto
Peso Proteico	55kDa/85kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio