

Pannello Mdsc Per Topo Anticorpo Monoclonale - Pannello Mdsc Per Topo

Numero articolo: CM0006243

introduzione

Il Pannello MDSC per Topo è un cocktail di anticorpi monoclonali per l'analisi in citometria a flusso delle cellule soppressorie di derivazione mieloide del topo. Fornisce reattività specifica per campioni di topo, supportando la ricerca in immunologia e lo sviluppo diagnostico.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Pannello MDSC per Topo
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Incrociata	Topo
Spedizione	Sacca di ghiaccio