

Pannello Di Anticorpi Monoclonali Per Cellule T Di Topo Per Citometria A Flusso - Pannello Cellule T Di Topo

Numero articolo: CM0004460

introduzione

Il pannello di anticorpi monoclonali per cellule T di topo è progettato per applicazioni di citometria a flusso (FC), mirando specificamente alle cellule T di topo. Questo prodotto è ideale per l'immunofenotipizzazione e la ricerca sui sottogruppi di cellule T di topo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifica
Nome Prodotto	Pannello Cellule T di Topo
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Incrociata	Topo
Spedizione	Sacca di ghiaccio