

Pannello T/Nk Di Topo - Rk40003

Numero articolo: CM0004706

introduzione

Il Pannello T/NK di topo comprende anticorpi monoclonali per la caratterizzazione delle cellule T e NK di topo. Spedito su ghiaccio, è uno strumento fondamentale per l'immunofenotipizzazione e lo sviluppo di saggi immunoassay.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Pannello T/NK di topo
Categoria	Anticorpi monoclonali
Spedizione	Borsa del ghiaccio