

Anticorpi Monoclonali Per Pannello Treg Murino Per Citometria A Flusso - Pannello Treg Murino

Numero articolo: CM0012180



introduzione

Anticorpi monoclonali di alta qualità per il pannello Treg murino, derivati da coniglio, per citometria a flusso. Ideali per il rilevamento e l'analisi delle cellule T regolatorie murine. Materia prima IVD affidabile di CamelBio.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifica
Nome del prodotto	Pannello Treg murino
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Topo
Spedizione	Con borsa refrigerante