

Pannello Di Anticorpi Monoclonali Treg Per Topo (Coniglio) Per Citometria A Flusso - Pannello Treg Per Topo

Numero articolo: CM0008509



introduzione

Pannello di anticorpi monoclonali Treg per topo (coniglio) specifico per l'analisi in citometria a flusso (FC) delle cellule T regolatorie del topo. Ideale per la ricerca in immunologia e lo sviluppo di saggi diagnostici.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Pannello Treg per Topo
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Incrociata	Topo
Spedizione	Sacca di ghiaccio