

Anticorpo Policlonale Coniglio Ubn2 Topo - Ubn2

Numero articolo: CM0016970

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che targeting UBN2 di topo (NP_796159.3), prodotto contro un peptide sintetico all'interno degli amminoacidi 1-100. Adatto per Western blot e ELISA, con riportata cross-reattività con UBN2 umano. I pesi molecolari previsti variano da 130 a 141 kDa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	UBN2 coniglio pAb
Osservazioni/Alias	mKIAA2030, 2900060J04Rik, 6030408G03Rik, D130059P03Rik, UBN2
Specie	Topo
Gene ID (Umano)	254048
Gene ID (Topo)	320538
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 1-100 di UBN2 di topo (NP_796159.3).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Cross Reattività	Umano
Peso proteico	130kDa/131kDa/141kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio