

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Wdr33 Di Topo - Wdr33

Numero articolo: CM0012912

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro WDR33 di topo, validato per WB e ELISA. Reagisce in modo crociato con WDR33 umano e di ratto, rilevando le isoforme a 30, 38 e 145 kDa. Ideale per la ricerca sulle proteine e lo sviluppo di diagnostiche.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	WDR33 Rabbit pAb
Annotazioni / Alias	WDC146; 1110001N06Rik; 2310011G05Rik; 2810021O11Rik; 8430413N20Rik; WDR33
Specie	Topo
ID gene (Umano)	55339
ID gene	74320
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-208 di WDR33 di topo (NP_001164437.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Ratto
Peso proteico	30kDa/38kDa/145kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio