


## Anticorpo Policlonale Coniglio Mpc1 Per Wb, Ip, Elisa - Q9Y5U8

Numero articolo: CM0023902



### introduzione

Anticorpo policlonale coniglio MPC1 convalidato per WB, IP, ELISA con reattività crociata umana, del mouse e del ratto. Bersaglio del vettore del piruvato mitocondriale 1, mediatore dell'assorbimento del piruvato ed essenziale per il metabolismo cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro           | Valore                                                                                                                                  |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome del prodotto   | MPC1 Coniglio pAb                                                                                                                       |
| Osservazioni/Alias  | MPYCD; BRP44L; CGI-129; SLC54A1; MPC1                                                                                                   |
| Specie              | Umano                                                                                                                                   |
| ID Gene (Umano)     | 51660                                                                                                                                   |
| ID Gene             | 51660                                                                                                                                   |
| Immunogeno          | Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 50-109 del MPC1 umano (NP_057182.1). |
| Fonte               | Coniglio                                                                                                                                |
| Categoria           | Anticorpi policlonali                                                                                                                   |
| Applicazione        | WB, IP, ELISA                                                                                                                           |
| Reattività crociata | Umano, Mouse, Ratto                                                                                                                     |
| SWISS               | Q9Y5U8                                                                                                                                  |
| Peso proteico       | 12kDa                                                                                                                                   |
| Spedizione          | Borsa del ghiaccio                                                                                                                      |