


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Mr1 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q95460

Numero articolo: CM0030714



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro MR1 umano (Q95460), validato per WB, IF/ICC ed ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Ideale per la ricerca sulle cellule MAIT e sulla sorveglianza immunitaria del cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	MR1 Rabbit pAb
Note/Alias	HLALS; MR1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	3140
GeneID	3140
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 23-291 di MR1 umano (NP_001522.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q95460
Peso Proteico	39kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio